

DATENBLATT

ATEMIOUS PRO2XXS

atemious®

UNIVENT⁺ MEDICAL




MADE IN
GERMANY

Artikel	atemious PRO2XXS (2004)
Größe und Maße	XXS -XS ca. L: 12 cm, T: 9,5 cm für sehr kleine Köpfe
Zertifikate	EN:149:2001 + A1:2009 FFP2 NR CE 2233 CCF 7808 Dermatologisch getestet
Besonderheiten	Alle Lagen aus deutscher Herstellung
Lagen	4
Material	Grobfilter Spunbond Vlies Hot Cotton Komfort Vlies Hochwertiges Meltblown Atmungsaktives Derma Vlies
Einsatzgebiete	FFP2 Maske zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen, bei gleichzeitig niedrigen Atemwiderstand für lange Einsatzzeiten
Verpackung	30 Masken lose im Beutel in Kartonbox 36 Boxen im Umkarton = 1.080 St. 16 Umkartons auf einer Palette = 17.280 St.



VERPACKUNGSEINHEITEN (VPE)



36 Boxen
je 30 Stück im
Sammelkarton

Folienverschleißt
36 Boxen
je 30 Stück im
Sammelkarton

Folienverschleißt
im Sammelkarton

Univent Medical GmbH

Auf Luckenburg 12
78056 VS-Schwenningen
Fon: +49(0)7720-6099820
Fax: +49(0)7720-6099821
inf@univent-medical.de

Stand 04/2023/TW