




MADE IN  
GERMANY

atemious®

Artikel	atemious X2 (2005)
Größe und Maße	M -XL ca. L: 16,5 cm, T: 10,2 cm für mittlere und große Köpfe
Zertifikate	EN:149:2001 + A1:2009 FFP2 NR CE 2233 CCF 7810 <b>Dolomitstaub geprüft</b> Dermatologisch getestet
Besonderheiten	Alle Lagen aus deutscher Herstellung
Lagen	4
Material	Grobfilter Spunbond Vlies Hot Cotton Komfort Vlies Hochwertiges Meltblown Atmungsaktives Derma Vlies
Einsatzgebiete	<b>FFP2 Maske</b> zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen, bei gleichzeitig niedrigen Atemwiderstand für lange Einsatzzeiten
Verpackung	30 Masken lose im Beutel in Kartonbox 36 Boxen im Umkarton = 1.080 St. 16 Umkartons auf einer Palette = 17.280 St.



VERPACKUNGSEINHEITEN (VPE)



36 Boxen  
je 30 Stück im  
Sammelkarton

Folienverschleißt  
36 Boxen  
je 30 Stück im  
Sammelkarton

500 Stück  
Folienverschleißt  
im Sammelkarton

Univent Medical GmbH

Auf Luckenburg 12  
78056 VS-Schwenningen  
Fon: +49(0)7720-6099820  
Fax: +49(0)7720-6099821  
inf@univent-medical.de

Stand 04/2023/TW