



**atemious** PRO2XXS  
FFP2 VIREN-FILTERNDE ATEMSCHUTZMASKE  
VIRUS FILTERING RESPIRATOR MASK



ATEMIOUS PRO2XXS  
ART. 2004  
EN 149:2001+A1:2009  
FFP2 NR



### VERANTWORTUNG DER NÄCHSTEN GENERATION.

Basierend auf dem Erfolgsmodell atemious pro2 bietet Univent Medical nun die CCF zerti-  
fizierte FFP2 Maske in einer Mini-Ausführung, als **atemious pro2xxs** an. Das Modell  
wurde explizit für schmale und sehr kleine Kopfformen konzipiert. Dabei berücksichtigt  
die aufwändige 3D Passform den Dichtesitz auch für kleinste Träger.

Die atemious pro2xxs ist somit die Mini-Ausführung innerhalb dem 3 Stufigen Größenkonzept der atemious  
pro2 Linie. Die Kleinstgröße bietet jungen und alten Trägern mit sehr kleinen und schmalen Kopfform einen  
idealen Komfort-Schutz. Univent Medical reagiert mit dem Größenkonzept auf die Gefahr von Leckagen auf-  
grund individuellen Kopfformen und ist bestrebt diese durch optimale Passformen bestmöglich zu minimieren.  
Die atemious premium Atemschutzmasken stehen für sehr hohen Tragekomfort und so wurde auch bei der  
atemious pro2xxs alles für den maximalen Schutz und gewohnt geringen Atemwiderstand unternommen.  
Entsprechend der kleinen Dimension wurden Filterlagen in Kombination mit der 3D Bauform optimiert.

Die atemious pro2xxs erfüllt nicht nur die strengen Vorgaben der FFP2 Musterprüf-Richtlinien im CE standard  
und leistet somit effektiven Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen gemäß EN 149:2001+A1:2009.  
Durch die eigens auferlegte Prüfung nach dem Covid Certified Filter (CCF) Verfahren durchlaufen bei Univent  
Medical alle Prüfungen die Covid relevanten 150 Nanometer Filterwerte. Im Betriebsinternen Prüflabor UniLab  
kommt die weltweit modernste Messtechnik zum Einsatz (Palas PMFT 1000) die bereits ab 100 Nanometern  
absolut verlässliche Werte ausweist. Dies ermöglicht die explizite Filter-Prüfung der relevanten 150 Nano-  
meter großen Partikeln nach Prozenten. Zusätzlich wird das Verfahren für die fortwährende Prüfung jeder  
einzelnen Filterrolle eingesetzt um die Qualitätsbeständigkeit sicher zu stellen.

Durch die fortwährende, lückenlose und rückverfolgbare Überwachung des Herstellungsprozesses und der  
eingesetzten Materialien lässt sich sicherstellen, dass jede einzelne Maske den Träger oder die Trägerin zuver-  
lässig schützt. Produziert werden alle Masken unter den kompromisslosen Qualitätsansprüchen von Univent  
Medical in Baden Württemberg, Deutschland.

Die neuen atemious pro2xxs premium Masken sind im 30er Karton oder  
als Einzelware im Sammelkarton erhältlich.

#### Univent Medical GmbH

Auf Luckenburg 12 ♦ 78056 Villingen-  
Schwenningen Fon:+49 (0)7720-6099820  
FAX:+49 (0)7720-6099821  
info@univent-medical.de

Bankverbindung: Volksbank Donau-Neckar eG  
IBAN: DE 87 6439 0130 0186 3390 03  
BIC: GENODE51TUT

Handelsregister Freiburg HRB 600295  
UST-Id Nr.: DE 811291635  
Geschäftsführer:  
G. Martin Müller & Thomas Vosseler